

**CERTIFICADO MICROBIOLÓGICO**  
**PRUEBA DE EFICACIA ANTIMICROBIANA DE PRESERVANTES**

**CÓDIGO**  
**FOR\_083**

**FECHA DE EMISIÓN**  
**Julio 01 de 2020**

**VIGENCIA HASTA**  
**Julio 01 de 2023**

**VERSIÓN**  
**05**

<b>Nº DE LA MUESTRA</b>	MB20-2574	<b>Nº HOJA TRABAJO ANALÍTICO</b>	0069-Libro-I-2020	<b>Nº SOLICITUD</b>	20-3612
<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>	MED-LINE COLOMBIA S.A.S.	<b>DIRECCIÓN</b>	Cra 9 A No. 61-59 Bogotá	<b>TELÉFONO</b>	6066746
<b>NOMBRE DEL FABRICANTE</b>	COLOMPACK S.A.	<b>DIRECCIÓN</b>	Cra 46 20B -32	<b>TELÉFONO</b>	3691253 745 66 67
<b>NOMBRE DE LA MUESTRA</b>	FLUIMED JARABE	<b>Nº DE LOTE</b>	LP002		
<b>Nº REGISTRO SANITARIO</b>	INVIMA 2007M-0007298	<b>FECHA DE FABRICACIÓN</b>	2017-02	<b>FEC. EXPIRA. O REANALI.</b>	2019-02
<b>TIPO DE PRODUCTO</b> (Categoría)	3	<b>CANTIDAD ENVIADA PARA ANÁLISIS</b>	2 Frascos X 120 mL	<b>FEC. RECEPCIÓN DE LA MUESTRA</b>	02/09/2020
<b>FECHA DE INICIO</b>	04/09/2020	<b>FECHA FINALIZACIÓN</b>	08/10/2020	<b>FECHA DE EMISIÓN</b>	08/10/2020

**ESPECIFICACION SEGÚN CATEGORÍA**  
(Reducción Logarítmica)

**Bacterias:**

No menos de una reducción logarítmica de 1 log del recuento inicial a los 14 días, sin aumento del recuento de día 14 al día 28

**Hongos:**

No hay aumento del recuento inicial a los 14 y 28 días

MICROORGANISMOS	INICIAL		14 DÍAS			28 DÍAS		
	UFC/mL	Log	UFC/mL	Log	Reducción Log	UFC/mL	Log	Reducción Log
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	900000	5.954	<10	0	5.954	<10	0	5.954
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	800000	5.903	90	3.954	1.949	<10	0	5.903
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	700000	5.845	<10	0	5.845	<10	0	5.845
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	600000	5.778	<10	0	5.778	<10	0	5.778
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	900000	5.954	<10	0	5.954	<10	0	5.954
<b>CONCEPTO</b>	El sistema preservante de la muestra analizada es efectivo frente a todos los microorganismos evaluados.							
<b>OBSERVACIONES</b>	Ninguna							

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin código QR se consideran no válidos. Las muestras analizadas se retienen por un tiempo de 2 meses a partir de su recepción.

**Elaborado por:**

**Revisado por:**

**Aprobado por:**

L. Canedo

M. Montealegre

A. Cruz

ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA  
LAURA CANEDO

COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA  
CAMILA MONTEALEGRE

GERENTE TÉCNICO  
ADRIANA CRUZ

